

仕様明細書 1 (病棟寝具)

◆組数

一般用	286組
褥瘡用	40組
ICU・HCU用	14組

◆一般用

	品名	1組あたりの数量	規格	寸法 (cm)	洗濯頻度
※	掛布団 (厚手)	1	側地T/C 80/20 中空ポリエステル1.4kg フェザータッチ	145 × 195	月1
※	掛布団 (薄手)	1	中綿0.5kg バクテキラー30% ダウンベル 70% 抗菌防臭加工	140 × 195	月1
※	枕	1	パイプチップ4.5mm 700g 側地綿100%	30 × 50	月2
	包布 (掛布団用)	6	綿100% 全覆 横開き	148 × 205	都度
	シーツ (マットレス用)	3	綿100%	183 × 280	都度
	枕カバー	3	綿100% 袋型	40 × 68	都度
※	タオルケット	1	綿100%	140 × 190	都度
※	防水シーツ	4	表地ポリエステル100% (吸水加工) 裏地ポリエステル100%	140 × 190	都度

◆褥瘡用

	品名	1組あたりの数量	規格	寸法 (cm)	洗濯頻度
※	掛布団 (厚手)	1	側地T/C 80/20 中空ポリエステル1.4kg フェザータッチ	145 × 195	月1
※	掛布団 (薄手)	1	中綿0.5kg バクテキラー30% ダウンベル 70% 抗菌防臭加工	140 × 195	月1
※	枕	1	パイプチップ4.5mm 700g 側地綿100%	30 × 50	月2
	包布 (掛布団用)	6	綿100% 全覆 横開き	148 × 205	都度
	ボックスシーツ	3	T/C 30/70 ボックス型	100 × 208	都度
	枕カバー	3	綿100% 袋型	40 × 68	都度
※	タオルケット	1	綿100%	140 × 190	都度
※	防水シーツ	4	表地ポリエステル100% (吸水加工) 裏地ポリエステル100%	140 × 190	都度

◆ICU・HCU用

	品名	1組あたりの数量	規格	寸法 (cm)	洗濯頻度
※	掛布団 (厚手)	1	側地T/C 80/20 中空ポリエステル1.4kg フェザータッチ	145 × 195	月1
※	掛布団 (薄手)	1	中綿0.5kg バクテキラー30% ダウンベル 70% 抗菌防臭加工	140 × 195	月1
※	枕	1	パイプチップ4.5mm 700g 側地綿100%	30 × 50	月2
	包布 (掛布団用)	6	綿100% 全覆 横開き	148 × 205	都度
	枕カバー	6	綿100% 袋型	40 × 68	都度
	ICUベッドカバー	6	綿100%タオル地 裏: ポリウレタン樹脂コー ティング マチ6cm	84 × 208	都度
※	タオルケット	6	綿100%	140 × 190	都度

※ リネン交換期間は、おおむね1週間に1回の交換とする。

ただし、ICU・HCU用のベッドカバーとタオルケットは、おおむね1週間に4回の交換とする。

※ 「※印」のある寝具は洗濯料を請求するものとする。

仕様明細書 2 (外来寝具)

部署	配置	掛布団	肌布団	枕	包布	シーツ	枕カバー	タオルケット
内科総合処置室	ベッド14		14	14	14/週	14/週	14/週	
化学療法センター	ベッド7 リクライニング13			7		7/週	7/週	20/週
血液浄化療法センター(透析)	ベッド30	30		30	30/週	30/週	30/週	
救急外来			5/日	5/日				5/日
放射線治療センター								3/月
消化器内視鏡センター								16/週

※外来は原則平日のみ、血液浄化センターのみ土曜を含む、救急外来は365日稼働

※タオルケットは洗濯料を請求するものとする。

品名	規格	寸法(cm)			洗濯頻度
掛布団 (厚手)	側地T/C 80/20 中空ポリエステル1.4kg フェザータッチ	145	×	195	月1
掛布団 (薄手)	中綿0.5kg バクテリア-30% ダウンパル 70% 抗菌防臭加工	140	×	195	月1
枕	パイプチップ4.5mm 700g 側地綿100%	30	×	50	月2
包布	綿100% 全覆 横開き	148	×	205	都度
シーツ	綿100%	180	×	280	都度
枕カバー	綿100% 袋型	40	×	68	都度
タオルケット	綿100%	140	×	190	都度

仕様明細書3 (当直寝具)

		組数	ベッド メイク	当直セット	敷布団	交換頻度
1F	薬剤	1	○	1		毎日
	中央監視室	2	×	2	2	毎日
当直室 (2F)	当直室1(看護師長)	1	○	1		毎日
	当直室2(看護師)	1	○	1		週1~2
	当直室3(保安)	3	×	3	1	毎日
	当直室4(研修医師)	2	○	2		毎日
	当直室5(小児科)	1	○	1		毎日
	当直室6(第三当直室)	1	○	1		毎日
	当直室7(第二当直室)	1	○	1		毎日
	当直室8(第一当直室)	1	○	1		毎日
	当直室9(重症Dr)	1	○	1		週4~5
	当直室11(中検)	1	○	1		週2~3
当直室12(医事)	2	○	2		毎日	
2F	中放	1	○	1		毎日
3F	ゲートルーム(管理棟)	2	○	2	2	平日
	ICU	1	○	1	1	毎日
4F東	内視鏡センター	1	○	1	1	平日×1

※当直3にベッド2つ、保安室横にベッド1つ

※2段ベッド

※2段ベッド

※2段ベッド 研修医が使用

↓当直ナース

		組数	ベッド メイク	当直セット	敷布団	交換頻度	シーツ類 必要数	追加寝具(※)	
3F	ICU	2	×	2	2	毎日	2	1セット/週	月4
3F東	カンファレンス3	2	×	2	2	毎日	4	2~3セット/週	
4F西	カンファレンス2	2	×	2	2	毎日	3	2~3セット/週	月8
5F東	休憩室	2	×	2	2	毎日	3	2~3セット/週	月12
5F西	カンファレンス2	2	×	2	2	毎日	3		
6F東	休憩室	1	×	1	1	毎日	3	1~2セット/月	月2
6F西	カンファレンス	1	×	1	1	毎日	3	1~2セット/月	月2
7F東	リネン庫	1	×	1	1	毎日	2		
7F西	休憩室	3	×	3	3	毎日	3	1セット/日	月30
8F西	休憩室	2	×	2	2	毎日	3	1セット/週	月4
	合計	41	0	41	25				

※追加寝具は、上記記載のセット数を目安に毎月の病棟ごとの使用予定日を連絡する。

布団は敷布団を含むものとする。

また、病棟によっては簡易ベッド(折り畳み)を要する日もある。

セット名	掛布団	肌布団	敷布団	ベッドパット	枕	シーツ類(洗濯対象)			
						掛包布	包布	シーツ	枕カバー
当直セット	1	1	上記	1	1	1	1	1	1

※掛布団と肌布団は病棟毎や季節によりいずれかを使用

品名	規格	寸法(cm)	洗濯頻度
掛布団(厚手)	側地T/C 80/20 中空ポリエステル1.4kg フェザータッチ	145 × 195	年3回
掛布団(薄手)	中綿0.5kg バクテリア-30% ダウンベル 70% 抗菌防臭加工	140 × 195	年3回
敷布団	中綿 ポリエステル100%3.5kg 側地 ポリエステル80% 綿20% 抗菌防臭加工	95 × 195	年3回
ベッドパット	化繊綿0.8kg 側地P/C 65/35 抗菌防臭加工	100 × 200	年3回
枕	ハイフリップ4.5mm 700g 側地綿100%	30 × 50	年3回
掛包布	綿100% 丸がり型	148 × 205	都度
包布	綿100% 全覆 横開き	148 × 205	都度
シーツ	綿100%	180 × 280	都度
枕カバー	綿100% 袋型	40 × 68	都度
簡易ベッド	スチール製(抗菌粉体塗装) ビニール帆布	1800×550×300	